



SILVER CLEANER PLUS

Pulitore liquido concentrato per argento

Generalità

SILVER CLEANER PLUS è un pulitore rinnovatore concentrato ad immersione per argento.

Svolge una triplice funzione:

- sgrassa a fondo la superficie,
- rimuove la patina di ossidazione superficiale,
- lucida ripristinando l'originaria lucentezza dell'argento.

Campi di applicazione

SILVER CLEANER PLUS si impiega per pulire e lucidare ogni tipo di oggetto in argento come posate, posacenere, ciotole, medaglie, candelabri, piatti, cofanetti, statuette, ecc.

Modalità d'impiego

Utilizzare un recipiente di plastica.

PROCEDIMENTO:

- Porre sul fondo un foglio di alluminio con la parte ruvida rivolta verso l'alto.
- Dosare 15-20 ml. di **SILVER CLEANER PLUS** per ogni litro di acqua.
- Utilizzare acqua calda ad almeno 70°C.
- immergere l'argenteria per 15-30 minuti;
- estrarre gli oggetti e risciacquarli abbondantemente;
- asciugare con un panno pulito e asciutto.

ATTENZIONE: utilizzare solamente per oggetti in argento, evitare il contatto con ferro, perle, pietre preziose ed altri materiali.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	tensioattivi non ionici, complessanti, sali alcalini.
ASPETTO FISICO	liquido trasparente turchese
PROFUMO	inodore
PESO SPECIFICO	1,11
pH tal quale	13,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

SILVER CLEANER PLUS

LINEA RISTORAZIONE E INDUSTRIE ALIMENTARI

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.



Guanti in gomma
o PVC

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE



2 canestri da 5 lt.

